

ROBIN

Culotte de bain étanche, pour incontinence légère, modérée ou sévère

Convient aussi bien aux adultes qu'aux enfants. S'enfile comme un maillot de bain.

Tel quel ou sous un maillot de bain, **ROBIN** assure une excellente étanchéité* grâce à ses larges élastiques à la taille et aux jambes. En PVC souple 25/100°, il est très confortable et résiste aux produits chlorés. Suffisamment ample pour y insérer les garnitures absorbantes indispensables (vendues séparément), il compose un ensemble discret à la manière d'un maillot de bain ordinaire.



- ◆ Extérieur PVC 25/100° souple et doux, sans odeur.
- ◆ Résistant aux produits chlorés.
- ◆ Larges élastiques plats à la taille et aux jambes.



S'utilise avec des protections périodiques ou urinaires, notamment :

Description	Références	Qté/sachet	Taille cm	Absorption
Couches droites MINI	530330	30	10,5 x 33	230 ml
Couches droites SUPER	530019	30	20 x 60	550 ml
Protections Lady SUPER	700330	12	15 x 41,5	700 ml
Couches anatomiques JOUR+	300551	15	70 x 34	1900 ml
Couches anatomiques JOUR	300544	20	60 x 34	1400 ml
Couches anatomiques NUIT	300568	15	70 x 34	2100 ml

GARNITURES

Existent aussi en carton de 90, 120 et 180 protections

Références	Taille FR	Taille T	Tour de taille cm
34015 9920386 0	FR32	FR32	52-56
34015 9920392 1	FR34	FR34	56-60
34015 9920400 3	FR36	T0	60-64
34015 9920417 1	FR38	T1	64-68
34015 9920423 2	FR40	T2	68-72
34015 9920446 1	FR42	T3	72-76
34015 9920452 2	FR44	T4	76-80
34015 9920469 0	FR46	T5	80-84
34015 9920475 1	FR48	T6	84-90
34015 9920481 2	FR50	T7	90-96
34015 9920506 2	FR52	T8	96-102
34015 9920512 3	FR54	T9	102-110
34015 9920529 1	FR56	T10	110-118
34015 9920535 2	FR58	T11	118-126
34015 9920541 3	FR60	T12	126-136
34015 9920558 1	FR62	T13	136-140
34015 9920736 3	FR64	T14	140-148

RÉFÉRENCES

* Du fait des mouvements du corps dans l'eau, Robin ne peut garantir une étanchéité parfaite. Il empêche les déjections molles et solides d'aller dans l'eau, et limite la dispersion liquide ou diarrhéique grâce à l'emploi d'indispensables garnitures absorbantes.