## **PATOFORT**

Culotte fermée doublée PVC ou coton polyester pour l'incontinence modérée à sévère, urinaire et fécale

Convient aussi bien aux adultes qu'aux enfants.

PATOFORT s'enfile comme un sous-vêtement.

**PATOFORT simple:** Version doublure PVC: dispose d'une ouverture dans la doublure pour y insérer une protection absorbante (vendue séparément).

**PATOFORT doublée :** Version doublure Coton Polyester : très confortable, la doublure dispose d'une ouverture sur le devant pour y insérer une protection absorbante (vendue séparément).

L'imperméabilité totale est adaptée pour un usage de jour comme de nuit.

- Extérieur PVC lanoliné anallergique très souple et discret, agréablement parfumé, sans odeur de plastique!
- Intérieur coton polyester ou PVC.
- Des élastiques à la taille et aux jambes, sous gousset, assurent une sécurité optimale et un maintien parfait.



Elles s'utilisent avec toute garniture, notamment :















PATOFORT simple	PATOFORT doublée	Taille FR	Taille T	Tour de taille cm
34015 6299164 0	34015 9918780 1	6-8ans		52-54
34015 6299170 1	34015 9918797 9	8-10ans		54-56
34015 6299187 9	34015 9918805 1	10-12ans		56-58
34015 6299193 0	34015 9918811 2	12-14ans		58-60
34015 6299201 2	34015 9918828 0	14-16ans		60-64
34015 6299098 8	34015 6500293 0	FR38/40	T1	64-68
34015 6299106 0	34015 6500301 2	FR40/42	T2	68-72
34015 6299112 1	34015 6500318 0	FR42/44	Т3	72-76
34015 6299129 9	34015 6500324 1	FR44/46	T4	76-80
34015 6299135 0	34015 6500330 2	FR46/48	T5	80-84
34015 6299141 1	34015 6500347 0	FR48/50	T6	84-90
34015 6299158 9	34015 6500353 1	FR50/52	T7	90-96
34015 6528570 8	34015 6635610 0	FR52/54	T8	96-102
34015 6635567 7	34015 6635627 8	FR54/56	Т9	102-110
34015 6635573 8	34015 6635633 9	FR56/58	T10	110-118
34015 6635596 7	34015 9918946 1	FR58/60	T11	118-126
34015 6635604 9	34015 9918952 2	FR60/62	T12	126-136

Sanygia

Sanygia - Zl Sauvoy - 2, avenue du Montboulon - 77165 Saint-Soupplets Tél.: +33 1 60 01 35 36 - Fax: +33 1 60 01 36 06 - www.sanygia.com GARNITURES